

FERMACAPO SPEEDBLOCKS

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFEZIONAMENTO:

- 1 BASE
- ALZATE LATERALI
- SET STRAP E CUSCINETTI

INTERVALLO DI TEMPERATURE D'USO E DI CONSERVAZIONE:

QUANDO IL FERMATESTA E' RIPOSTO: DA -34 A 52 °C.

QUANDO SI USA IL FERMATESTA: DA -18 A 43 °C

CODICE PRODOTTO

210000440 FERMACAPO SPEEDBLOCK COMPLETO

210000441 BLOCCHI PER FERMACAPO SPEEDBLOCK

210000442 SET STRAP E CUSCINETTI DI RICAMBIO PER SPEEDBLOCK(5 PZ)

983060 BASE PER FERMACAPO SPEEDBLOCK LAERDAL



Fermacapo Speedblocks Starter Pack per Tavola spinale BaXstrap. Lo SpeedBlocks offre un doppio vantaggio: pur essendo progettato per durabilità e rendimento ha il prezzo di un articolo monouso.

L'applicazione dello SpeedBlocks si effettua con un semplice procedimento in quattro fasi: un inimitabile sistema di bloccaggi multi assiale consente l'adattamento ad ogni forma di testa e posizione delle ferite nonché l'accesso diretto alle orecchie del paziente per una migliore ispezione e comunicazione.

Gli economici blocchi con cuscinetti monouso in gommapiuma e gli strap per la testa sono così efficaci da consentire di non dover più provvedere ad assicurare la testa del paziente con nastro adesivo.

Attenzione:

Il fermatesta SpeedBlocks non va usato su pazienti di età inferiore ai due anni e non è adatto per materassini a depressione.

SpeedBlocks devono essere usati solo da persone appositamente formate.

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 – fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com - www.tecnolifeshop.com