



FERMATUBO THOMAS LAERDAL

CARATTERISTICHE TECNICHE



PRODOTTO NON STERILE



MONOUSO



LATEX FREE

IL TEMPO D'USO NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 24 ORE

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: - 18 C° FINO A 43 C°

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: - 34 C° FINO A 52 C°

CONFEZIONAMENTO:
CONFEZIONE DA 1 PZ

FERMATUBO THOMAS SELECT ADULTO
CONFEZIONAMENTO:
CONFEZIONE DA 25 PZ

CLASSIFICAZIONI:
CND: R0199
RDM: 109229

CODICE PRODOTTO

210000454 FERMATUBO THOMAS
LAERDAL ADULTO

210000454. FERMATUBO THOMAS
LAERDAL SELECT ADULTO (CONF. 25 PZ)



210000454 ADULTO



210000454. ADULTO SELECT

Progettati per assicurare una serie di dispositivi avanzati per le vie respiratorie, i FERMATUBO Thomas sono facili da applicare e sono in grado di fornire una presa affidabile in confronto ai metodi di fissaggio con nastro. Il design unico e migliorato del fermatubo Thomas consente di fermare con sicurezza tubi endotracheali, maschere laringee, combitubes, LTA e altri dispositivi per le vie aeree sovraglottide.

Il dispositivo è dotato di sistema Quick-set a vite che mantiene i tubi posizionati in modo sicuro e ne facilita la regolazione o rimozione.

Grazie a una grande apertura consente l'applicazione di una larga gamma di tubi a singola o doppia via.

Consente una veloce ed efficiente applicazione della cinghia intorno al collo del paziente senza movimento della testa.

La larga apertura consente anche una facilità di aspirazione e una migliore ispezione della bocca. Lo Strap in velcro fornisce sicurezza e comfort.

A seconda del codice colore si può identificare più facilmente il dispositivo per adulti e quello pediatrico.

Le ventilazioni possono continuare nel corso dell'applicazione.

Il modello pediatrico e adulto consentono l'accomodamento di diametri esterni compresi tra 4,3 mm a 21 mm.

Per quanto riguarda il Dispositivo FERMATUBO Thomas Select, dotato di una apertura più ampia rispetto al FERMATUBO Thomas, permette di fissare una gamma più numerosa di presidi sovraglottici per vie respiratorie, di maschere laringee e di tubi endotracheali.

Grazie alle viti a spinta i tubi possono essere fissati in modo veloce ed efficiente.

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com

Confronto dei due modelli: Fermatubo Thomas Adulto e Fermatubo Thomas Select Adulto

| | Thomas Tube Holder | Thomas Select Tube Holder |
|---|---|---|
| |  |  |
| Misure alloggiamenti tubi | ≥ 6.5 mm (diametro interno) fino a 21 mm (diametro esterno) | ≥ 6.5 mm (diametro interno) fino a 42 mm (diametro esterno) |
| Meccanismo con viti a spinta - per una veloce regolazione iniziale sul dispositivo di blocco del tubo | | ✓ |
| Meccanismo a vite per assicurarlo al dispositivo di blocco del tubo | ✓ | ✓ |
| Pulsante di rilascio per uno sgancio rapido | | ✓ |
| Ampia apertura | ✓ | ✓ |
| Bocchetta per l'aspirazione | ✓ | ✓ |
| Ampia fascetta per la chiusura attorno alla testa | ✓ | ✓ |
| Dispositivo antimorso flessibile | ✓ | ✓ |
| Simbolo per il giusto orientamento sul naso - (↔) si trova sopra l'apertura | | ✓ |

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 – fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com