



# COLLARE CHAMPION REGOLABILE ADULTO BIVALVA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MATERIALI, COMPOSIZIONE:

- STRUTTURA IN POLIETILENE
- IMBOTTITURA IN LD NERO
- BOTTONO IN NYLON CHIUSURA  
CON CINTURINI IN VELCRO

### CLASSIFICAZIONI COLLARE CHAMPION

#### BIVALVA ADULTO

DIRETTIVA 93/42/CE

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE: I

ISO 9001-2008

RDM 1424411/R

CND Y060312

### CLASSIFICAZIONI COLLARE CHAMPION

#### BIVALVA PEDIATRICO

DIRETTIVA 93/42/CE

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE: I ISO

9001-2008

RDM 1424420/R

CND Y060312

### CODICE PRODOTTO

TEC02252 COLLARE CHAMPION  
REGOLABILE ADULTO BIVALVA

TEC02253 COLLARE CHAMPION REGOLABILE  
PEDIATRICO BIVALVA



Il Collare Cervicale di emergenza "Champion Collar" è il nuovo collare a doppia valva regolabile in differenti altezze. Champion è lo strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione.

Il suo design ergonomico garantisce: un'immobilizzazione sicura del rachide cervicale, un'ottima manovrabilità e velocità nel posizionamento, un minor tempo di intervento nella scelta dei presidi, un efficiente posizionamento negli spazi limitati dei mezzi di soccorso. E' dotato di foro centrale per il controllo della trachea e l'effettuazione di un'eventuale tracheotomia.

L'estremità del velcro permette la miglior individuazione della presa mentre il velcro maschio pressofuso nel collare assicura efficienza e resistenza del presidio. E' radiotrasparente e latex free.

### DESTINAZIONE D'USO

Immobilizzazione del rachide cervicale, riduce al minimo la flessione estensione e assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale.

### INDICAZIONI

Situazioni post-traumatiche della zona cervicale nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

### CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, fonti di calore e polvere. Il prodotto non ha scadenza, ma la durata prevista è di anni 10 per i materiali.

**TECNOLIFE S.r.l. -**

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com - www.tecnolifeshop.com