



## FERMATUBO THOMAS LAERDAL PEDIATRICO

### CARATTERISTICHE TECNICHE



PRODOTTO NON STERILE



MONOUSO



LATEX FREE

**IL TEMPO D'USO NON DEVE ESSERE  
SUPERIORE A 24 ORE**

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:**  
- 18 °C FINO A 43 °C

**TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE:**  
- 34 °C FINO A 52 °C

**CONFEZIONAMENTO:**  
CONFEZIONE SINGOLA

**FERMATUBO THOMAS SELECT  
PEDIATRICO CONFEZIONAMENTO:**  
CONFEZIONE SINGOLA

### CLASSIFICAZIONI:

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE: I  
CND: R0199  
RDM: 1914171

### CODICE PRODOTTO

210000455 FERMATUBO THOMAS  
PEDIATRICO



Progettati per assicurare una serie di dispositivi avanzati per le vie respiratorie, i FERMATUBO THOMAS sono facili da applicare e sono in grado di fornire una presa affidabile in confronto ai metodi di fissaggio con nastro. Il design unico e migliorato del fermatubo Thomas consente di fermare con sicurezza tubi endotracheali, maschere laringee, combitubes, LTA e altri dispositivi per le vie aeree sovraglottide. Il dispositivo è dotato di sistema Quick-set a vite che mantiene i tubi posizionati in modo sicuro e ne facilita la regolazione o rimozione.

Grazie a una grande apertura consente l'applicazione di una larga gamma di tubi a singola o doppia via.

Consente una veloce ed efficiente applicazione della cinghia intorno al collo del paziente senza movimento della testa.

La larga apertura consente anche una facilità di aspirazione e una migliore ispezione della bocca. Lo Strap in velcro fornisce sicurezza e comfort.

A seconda del codice colore si può identificare più facilmente il dispositivo per adulti e quello pediatrico.

Le ventilazioni possono continuare nel corso dell'applicazione.

Il modello pediatrico e adulto consentono l'accomodamento di diametri esterni compresi tra 4,3 mm a 21 mm.

Per quanto riguarda il Dispositivo FERMATUBO THOMAS SELECT, dotato di una apertura più ampia rispetto al FERMATUBO THOMAS, permette di fissare una gamma più numerosa di presidi sovraglottici per vie respiratorie, di maschere laringee e di tubi endotracheali.

Grazie alle viti a spinta i tubi possono essere fissati in modo veloce ed efficiente.

### TECNOLIFE S

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 – fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com