



500002444 Sacchetto gel caldo/freddo



Sacchetto con gel termolabile riutilizzabile caldo/freddo, completamente atossica, adatta anche per uso medicale.

- Utilizzo Freddo: mettere in freezer per almeno 1 ora e mezza prima dell'utilizzo per la terapia del freddo.
 - Utilizzo Caldo: Inserire in acqua bollente per almeno 5 minuti o in forno a microonde per massimo 1 minuto applicare per la terapia del caldo.
- Attenzione: allo scopo di prevenire ustioni è consigliabile l'utilizzo del sacco gel con l'apposita tasca contenitrice in TNT realizzato in microfibra.

Questo prodotto è utilizzabile solo per uso esterno.

EAN: 4052919008932

Dimensioni sacchetto: 21x38 Cm.

Unità di vendita: 1 Pz.

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 – fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com