



## INNESTO UNI MASCHIO - O2- CON PORTAGOMMA ANGOLATO

### CARATTERISTICHE TECNICHE



Innesto rapido Uni Maschio per ossigeno completo di portagomma angolare. Tutti i dispositivi flow-meter impiegati nelle applicazioni in ossigenoterapia possono essere corredati delle necessarie connessioni alle unità terminali o degli accessori adeguati per il fissaggio a parete o a barra.

Nel caso dei riduttori di pressione il dispositivo prevede connessioni alle bombole di ossigeno, progettate e realizzate in accordo alle diverse norme nazionali ed internazionali.

Gli innesti per flussimetri vengono frequentemente connessi e scollegati dall'impianto di distribuzione dei gas, mentre i riduttori di pressione devono garantire una perfetta tenuta ed elevate condizioni di sicurezza nell'impiego.

### CODICE PRODOTTO

030302005 INNESTO UNI MASCHIO - O2-  
CON PORTAGOMMA ANGOLATO

### TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com - www.tecnolifeshop.com