

## COLLARE NEC-LOC P2

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>P1</b>	0-2 ANNI
<b>P2</b>	2-6 ANNI
<b>P3</b>	6-12 ANNI
<b>TGL 2</b>	XS VERDE
<b>TGL 3</b>	STOUT BLU
<b>TGL 4 S</b>	GIALLO
<b>TGL 5 M</b>	ARANCIO
<b>TGL 6 L</b>	AZZURRO

### CLASSIFICAZIONI:

140201018 P1 (REP.78674/R - CND: Y060315)  
 140201019 P2 (REP.78674/R - CND: Y060315)  
 140201020 P3 (REP. 78674/R - CND: Y060315)

TEC06026 XS VERDE (REP.78671/R - CND: Y060315)

TEC06027 STOUT BLU ( REP.78671/R - CND: Y060315)

TEC06028 SMALL GIALLO (REP.78671/R - CND: Y060315)

TEC06029 MEDIUM ARANCIO (REP. 78671/R - CND: Y060315)

TEC06030 LARGE AZZURRO (REP.78671/R - CND: Y060315)

### CODICE PRODOTTO

140201018 COLLARE NEC LOC P1  
 140201019 COLLARE NEC LOC P2  
 140201020 COLLARE NEC LOC P3

TEC06026 COLLARE NEC LOC XS VERDE  
 TEC06027 COLLARE NEC LOC STOUT BLU  
 TEC06028 COLLARE NEC LOC SMALL GIALLO  
 TEC06029 COLLARE NEC LOC MEDIUM ARANCIO  
 TEC06030 COLLARE NEC LOC LARGE AZZURRO



Il collare Nec Loc è un collare cervicale a doppia componente rigida per estricazione. Sviluppato da professionisti dell'EMS ha lo scopo di provvedere ad una rapida e sicura immobilizzazione del rachide cervicale.

In confronto ai collari ad un pezzo Nec Loc assicura un miglior controllo dei movimenti di rotazione assiale e di flessione laterale. Apertura frontale per l'accesso alla tracheotomia .

Facile e rapido da applicare grazie alle chiusure in velcro.

**TECNOLIFE S.r.l. -**

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com