



TELO DI TRASFERIMENTO SHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI TELO DI TRASFERIMENTO

LUNGHEZZA 170 CM

LARGHEZZA : 90 CM

DIMENSIONI TELO DI TRASFERIMENTO

LUNGHEZZA 130 CM

LARGHEZZA : 100 CM

DIMENSIONI TELO DI TRASFERIMENTO

LUNGHEZZA 110 CM

LARGHEZZA : 90 CM

DIMENSIONI TELO DI TRASFERIMENTO

LUNGHEZZA 70 CM

LARGHEZZA : 50 CM

CLASSIFICAZIONI:

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE: I

CODICE ISO: 12.31.03.012

CND: Y123099

RDM: 99504/R

CODICE PRODOTTO

290306544 TELO DI TRASFERIMENTO SHEET
170 CM X 90 CM

150401020 TELO DI TRASFERIMENTO SHEET
130 CM X 100 CM

150401019 TELO DI TRASFERIMENTO SHEET
110 CM X 90 CM

TEC01957 TELO DI TRASFERIMENTO SHEET
70 CM X 50 CM



I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta - trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Il telo di trasferimento SHEET è ideato per facilitare il posizionamento dei pazienti allettati. Si consiglia l'utilizzo contemporaneo di due SHEET: uno più grande a contatto con il materasso e uno più piccolo a contatto con il paziente, in modo tale che possano scorrere l'uno sull'altro. Tramite le numerose maniglie poste su tre lati, gli operatori possono muovere il paziente in tutte le direzioni con estrema facilità.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- LAVAGGIO MAX: 60 °C
- NON STIRARE
- NON ASCIUGATURA A TAMBURO
- NO LAVAGGIO A SECCO

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

- SI CONSIGLI AL'USO AD UN SOLO UTENTE.
- CONSERVARE AL RIPARO DA FIAMME LIBERE E FONTI DI CALORE
- SMALTIRE IL DISPOSITIVO RISPETTANDO LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA

TECNOLIFE S.r.l. -

Via Cimarosa, 71 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

tel.051/6259059 - fax.051/0510419

info@tecnolifesrl.com - www.tecnolifesrl.com